

Lit-Control® pH Meter

Control y monitorización del pH

- ▶ Único dispositivo médico certificado que permite la medición y control del pH urinario en menos de 30s.



CN. 175533.9

▶ Recomendado para:

- ✓ Pacientes complejos
- ✓ Pacientes con cálculos renales de origen no cálcico (ácido úrico, cistina y estruvita)



▶ Características

- ▶ Rápido y sencillo de utilizar.
- ▶ Permite medir con precisión las variaciones del pH de la orina durante el día y así ayudar a prevenir la recurrencia de cálculos renales.
- ▶ Facilita el ajuste de dosis según las necesidades del paciente.

▶ Comparativa pH Meter vs otros métodos para la monitorización del pH urinario²⁰

	Lit-Control® pH Meter	Tiras reactivas	pH Meter de laboratorio (Gold standard)
Sensibilidad	✓	✗	✓
Especificidad	✓	✗	✓
Exactitud	✓	✗	✓
Valor predictivo positivo	✓	✗	✓
Valor predictivo negativo	✓	✗	✓
Inmediatez	✓	✓	✗
Fácil de usar	✓	✓	✗
Reutilizable	✓	✗	✓

“Lit-Control pH Meter es un dispositivo de lectura de pH urinario fiable, y más preciso que las tiras reactivas ya sean interpretadas por personas no expertas, profesionales sanitarios o lectores electrónicos.”²⁰

Dr. Oliver Traxer, Tenon Hospital, París.
Journal of Endourology, 2018